



Dove solo l'acqua non basta

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= **UNI EN ISO 9001:2000** =
UNI EN ISO 14001:2004

SCHEMA TECNICA

MORBI ACID 5

AMMORBIDENTE NEUTRALIZZANTE PER SISTEMI DI DOSAGGIO



Funzione: Neutralizzante, deodorante, antistatico. Neutralizza l'alcalinità del detergente. Ammorbidente e profumante, rende soffici e morbide le fibre migliorando il confort degli indumenti.

TESSUTI: Tutti

Risciacquabilità: Ottima

MORBIACID deve essere aggiunto durante il ciclo finale di risciacquo a temperatura compresa tra 30-40° C e a basso livello d'acqua. Il risciacquo deve durare 4-5 minuti. Se e' stato usato precedentemente sbiancante a base cloro, il ciclo del cloro e il ciclo dell'ammorbidente devono essere separate da almeno due risciacqui intermedi.

La concentrazione d'uso e' di 5-7.5 grammi per kg. di biancheria asciutta.

Il pH dell'acqua di risciacquo contenente MORBI-ACID deve essere 5,5 o al massimo 6,5.

MORBI-ACID e' innocuo su cotone, lino e sintetici.

Occorre tenere conto che tessuti diversi trattengono maggiore alcalinita' di altri e pertanto necessitano di piu' alti dosaggi (ad esempio le tovaglie mantengono maggiore alcalinita' delle lenzuola).

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004

Confezioni: Lt. 20 pcs 1 Codice articolo 0120K20

Specifiche tecniche

Stato fisico:	LIQUIDO
Colore:	Bianco
Profumo:	CARATTERISTICO
Solubilita' in acqua:	ILLIMITATA
PH tal quale:	2/3
Densita' a 20 ° C:	1.032+/-0.05
Punto di infiammabilita':	ND